


抗Sox2ウサギPolymab® (Wb、Ip、If、Ihc、Chip、Elisa用) - P48431

商品番号: CM0002640



前書き

SOX2ウサギPolyMab® (P48431) は、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IP、IF、IHC-P、ChIP、ELISAでの検証が完了しています。幹細胞研究、神経発生および多能性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX2 ウサギPolyMab®
備考/別名	ANOP3; MCOPS3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6657
GeneID	6657
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48431
タンパク質分子量	34 kDa
輸送方法	氷袋