

Anti-Sox30 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Cgw4

商品番号: CM0015139

前書き

SOX30を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。精子形成、Wntシグナル伝達、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX30 Rabbit pAb
備考/別名	SOX30
種	マウス
GeneID (ヒト)	11063
GeneID	214105
免疫原	マウスSOX30 (NP_775560.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8CGW4
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスバッグ