

Wb、Elisa用抗Sox4ポリクローナル抗体 - Q06945

商品番号: CM0017446

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のSOX4ウサギポリクローナル抗体（pAb）。マウスと交差反応します。T細胞の発生および筋形成に関与するヒト転写因子SOX-4（47kDa）を標的とします。免疫学および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX4 Rabbit pAb
備考/別名	CSS10; EVI16; SOX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6659
GeneID	6659
免疫原	ヒトSOX4 (NP_003098.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q06945
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ