

If/IccおよびElisa用Anti-Sox6ポリクローナル抗体 - P35712

商品番号: CM0023685

前書き

ヒトSOX6転写因子に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。免疫蛍光法（IF/ICC）およびELISAで検証済み。軟骨形成、神経発生、および発生プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
種	ヒト
遺伝子ID	55553
免疫原	ヒトPML (NP_001139291.2) のアミノ酸1-74に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35712
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋