

Anti-Sox6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35712

商品番号: CM0029111

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証されたSOX6ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのSOX6タンパク質（92kDa）を検出し、発生における重要な転写因子です。神経発生および軟骨形成の研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55553
GeneID	55553
免疫原	ヒトSOX6 (NP_001139291.1) のアミノ酸1-74に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35712
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋