

Sox9に対するウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P48436

商品番号: CM0003604



前書き

ヒトSOX9転写因子に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があり、軟骨形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX9 ウサギmAb
備考・別名	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6662
免疫原	ヒトSOX9（P48436）のアミノ酸169～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48436
タンパク質分子量	56kDa
発送	氷袋