

Ihc-P、Elisa用 抗Sp1ウサギポリクローナル抗体 - P08047

商品番号: CM0030198



前書き

SP1ウサギポリクローナル抗体は、IHC-PおよびELISA用に検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。転写制御、クロマチンリモデリング、がん生物学の研究に最適です。高品質な研究用ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP1ウサギ pAb
備考/別名	SP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6667
遺伝子ID	6667
免疫原	ヒトSP1 (NP_612482.2) のアミノ酸581-680に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08047
タンパク質分子量	81kDa
配送	保冷バッグ