

Anti-Sp2 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02086

商品番号: CM0019766

前書き

ヒトSP2転写因子（約65 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの性能が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応します。遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP2 Rabbit pAb
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6668
免疫原	ヒトSP2（NP_003101.3）のアミノ酸240-331番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q02086
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤梱包