

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Sp3ウサギポリクローナル抗体 - Q02447

商品番号: CM0015644

前書き

ヒト、マウス、ラットSP3（転写因子Sp3）を認識するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。転写調節、細胞周期制御、遺伝子発現ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP3 Rabbit pAb
備考/別名	SPR2; SP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6670
GeneID	6670
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02447
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋