

Wb、Elisa用抗Spag11Aポリクローナル抗体 - Q6Pda7

商品番号: CM0020241

前書き

ヒトSPAG11Aに対するウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。精子の成熟および男性生殖器官の防御に不可欠な、分泌型抗菌ディフェンシンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPAG11A ウサギ pAb
備考／別名	HE2; EDDM2A; SPAG11A
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	653423
GeneID	653423
免疫原	ヒトSPAG11A（NP_478108.2）のアミノ酸1〜50内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6PDA7
タンパク質分子量	14 kDa
輸送条件	保冷バッグ