

If/Icc、Elisa用 Anti-Spag5 ポリクローナル抗体 - Q96R06

商品番号: CM0027647

前書き

IF/ICCおよびELISA用のヒトSPAG5（Astrin、MAP126）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原（aa 1-300）により、紡錘体ダイナミクスと染色体分配の研究における特異性を保証します。 - Q96R06

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPAG5 Rabbit pAb
備考/別名	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10615
GeneID	10615
免疫原	ヒトSPAG5 (NP_006452.3) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96R06
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋