

WbおよびElisa用抗Spag8ウサギポリクローナル抗体 - Q99932

商品番号: CM0025393



前書き

WB、ELISA用にバリデーションされたウサギ抗SPAG8ポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。運動性と精子形成に関与する線毛タンパク質である、精子関連抗原8を標的とします。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SPAG8 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26206
遺伝子ID	26206
免疫原	ヒトSPAG8 (NP_758516.1) のアミノ酸220-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q99932
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋