


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Spam1ウサギモノクローナル抗体 - P38567

商品番号: CM0006310



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗SPAM1ウサギモノクローナル抗体です。ヒトSPAM1（ヒアルロニダーゼPH-20）に特異的で、ラットと交差反応します。精子-卵子接着および受精研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SPAM1 ウサギmAb
別名	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
対象種	ヒト
遺伝子ID	6677
免疫原	ヒトSPAM1 (NP_694859.1) のアミノ酸61〜223番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P38567
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤