


Anti-Spam1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

商品番号: CM0023218



前書き

ヒトSPAM1（PH20）ヒアルロニダーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。生殖生物学および不妊症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPAM1 Rabbit pAb
備考/別名	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
種	ヒト
遺伝子ID	6677
免疫原	ヒトSPAM1（NP_003108.2）のアミノ酸100-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38567
タンパク質分子量	58 kDa
配送	氷袋