

WbおよびElisa用Anti-Spata4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ney3

商品番号: CM0029587

前書き

WBおよびELISAで検証済みのSPATA4 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのSPATA4（35kDa）を認識します。精巣組織におけるアポトーシスおよび精子形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPATA4 Rabbit pAb
備考/別名	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
種	ヒト
GeneID	132851
免疫原	ヒトSPATA4（NP_653245.2）のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEY3
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋