

WbおよびElisa用 抗Spc24 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nbt2

商品番号: CM0024675



前書き

このウサギポリクローナル抗体を用いて、動原体の構築と染色体分配におけるSPC24の役割を検証します。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスSPC24と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SPC24 ウサギ pAb
備考/別名	SPBC24; SPC24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	147841
GeneID	147841
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSPC24 (NP_872319.1) のアミノ酸1-197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NBT2
タンパク質分子量	22kDa
配送	保冷バッグ