

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Spdef ウサギポリクローナル抗体 - O95238

商品番号: CM0016471



前書き

ヒトSPDEF（PDEF、SAM pointed domain-containing ETS転写因子）に対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。前立腺癌およびホルモン調節性上皮組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPDEF ウサギ pAb
備考/別名	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25803
GeneID	25803
免疫原	ヒトSPDEF (NP_036523.1) のアミノ酸1-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95238
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ