

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Specc1L ポリクローナル抗体 - Q69Yq0

商品番号: CM0019478

前書き

ヒトSPECC1L（Cytospin-A）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。細胞質分裂、紡錘体の構成、および細胞骨格ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPECC1L Rabbit pAb
備考/別名	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
種	ヒト
遺伝子ID	23384
免疫原	ヒトSPECC1L（NP_056145.4）のアミノ酸200-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q69YQ0
タンパク質分子量	125kDa
配送	氷袋