

Wb、Elisa用 Anti-Spem1 ポリクローナル抗体 - Q8N4L4

商品番号: CM0028209

前書き

ヒトSPEM1 (C17orf83)
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAで有効性が確認済み。精子形成過程にお
ける精細胞細胞質除去に必須な膜/細胞質タンパク質を
検出。ラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPEM1 ウサギ pAb
備考/別名	C17orf83; SPEM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	374768
遺伝子ID	374768
免疫原	ヒトSPEM1 (NP_955371.2) のアミノ酸203-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8N4L4
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ