


抗スペルミンシンターゼ モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52788

商品番号: CM0011767



前書き

ヒトのスペルミンシンターゼ（SMS）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラット種を検出します。ポリアミン生合成および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	スペルミンシンターゼ ウサギmAb
備考・別名	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Spermine synthase
種	ヒト
遺伝子ID	6611
免疫原	合成ペプチド ヒト スペルミンシンターゼ（P52788）のアミノ酸50～150番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52788
タンパク質分子量	41 kDa
発送方法	氷袋