


抗スペルミンシンターゼ（Sms）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P52788

商品番号: CM0027153



前書き

ヒトスペルミンシンターゼ（SMS）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。ポリアミン生合成や神経発達研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMS ウサギpAb
別名	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6611
GeneID	6611
免疫原	ヒトSMS（NP_004586.2）のアミノ酸1～366番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52788
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋梱包