

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Spg7ポリクローナル抗体 - Q9Uq90

商品番号: CM0013740



前書き

ヒトSPG7/パラプレギンに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアのタンパク質恒常性および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPG7 ウサギ pAb
備考/別名	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6687
GeneID	6687
免疫原	ヒトSPG7 (NP_003110.1) のアミノ酸1～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ90
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	氷袋