


Ihc-P、Elisa用 Anti-Sphk1 ポリクローナル抗体 - Q9Nya1

商品番号: CM0020191



前書き

ヒトスフィンゴシンキナーゼ1 (SPHK1) に対するウサギポリクローナル抗体、IHC-PおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。43kDaのバンドを検出。S1Pを介したシグナル伝達、炎症、神経炎症経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK1 ウサギ pAb
備考/別名	SPHK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8877
GeneID	8877
免疫原	ヒトSPHK1 (NP_001136074.1) のアミノ酸201-300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYA1
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ