


WbおよびElisa用抗Sphk1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nya1

商品番号: CM0006796



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのSPHK1ウサギモノクローナル抗体です。スフィンゴ脂質代謝と炎症に関与する脂質キナーゼであるヒトスフィンゴシンキナーゼ1 (SWISS Q9NYA1) を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK1 ウサギmAb
備考/別名	SPHK; SPHK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8877
GeneID	8877
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSPHK1 (NP_001136074.1) のアミノ酸1~160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYA1
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤