


WbおよびElisa用抗Sphk1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nya1

商品番号: CM0018660



前書き

ヒトスフィンゴシンキナーゼ1（SPHK1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスサンプルと交差反応します。細胞増殖、炎症、脂質シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK1ウサギpAb
備考／別名	SPHK; SPHK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8877
GeneID	8877
免疫原	ヒトSPHK1（NP_001136074.1）のアミノ酸50～384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NYA1
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷剤