

WbおよびElisa用Anti-Sphk2ポリクローナル抗体 - Q9Nra0

商品番号: CM0029742

前書き

ヒトスフィンゴシンキナーゼ2（SPHK2）を標的とする、WBおよびELISA用のSPHK2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。S1Pシグナル伝達、アポトーシス、ミトコンドリア呼吸、およびエピジェネティックな遺伝子調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK2 Rabbit pAb
備考/別名	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
種	ヒト
GeneID	56848
免疫原	ヒトSPHK2（NP_001191088.1）のアミノ酸1-165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NRA0
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ