

Wb、Elisa用 Anti-Sphk2 ポリクローナル抗体 - Q9Nra0

商品番号: CM0025108

前書き

ヒトSPHK2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSPHK2を検出し、予測分子量は69 kDa。アポトーシスおよび脂質代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPHK2 ウサギ pAb
備考/別名	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56848
遺伝子ID	56848
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSPHK2（NP_001191088.1）のアミノ酸1-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRA0
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ