


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Spi1ポリクローナル抗体 - P17947

商品番号: CM0019975



前書き

ヒトSPI1/PU.1転写因子を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しており、ヒトおよびマウスのSPI1を検出します。造血細胞の運命決定と遺伝子制御の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPI1 ウサギ pAb
備考/別名	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6688
GeneID	6688
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSPI1 (NP_003111.2) のアミノ酸17～98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17947
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋