

Anti-Spib ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q01892

商品番号: CM0028206

前書き

形質細胞様樹状細胞の発生とB細胞受容体シグナル伝達に参与する転写因子であるヒトSPIBに対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPIB Rabbit pAb
別名	SPI-B; SPIB
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6689
遺伝子ID	6689
免疫原	ヒトSPIB（NP_003112.2）のアミノ酸1～262に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01892
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	保冷剤