

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Spice1 ポリクローナル抗体 - Q8N0Z3

商品番号: CM0029869

前書き

ヒトSPICE1（紡錘体・中心体関連タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットティングおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。中心体複製、紡錘体形成、有糸分裂に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SPICE1 Rabbit pAb
備考/別名	SPICE; CCDC52; SPICE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	152185
GeneID	152185
免疫原	ヒトSPICE1 (NP_653319.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N0Z3
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ