

Wb、If/Icc、Elisa用 抗スパイク糖タンパク質 モノクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0002102



前書き

SARS-CoV-

2スパイク糖タンパク質（Sタンパク質）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに対応しています。約141 kDaのバンドを検出します。ウイルス侵入および宿主相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 3CLpro ウサギmAb
備考・別名	Spike glycoprotein; S; SARS-CoV-2 3CLpro
由来種	重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルス3CLpro (YP_009725295.1) のアミノ酸1-306番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交叉反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	氷袋