


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Spin1ポリクローナル抗体 - Q9Y657

商品番号: CM0027696



前書き

H3K4me3K9me3を認識しWntシグナル伝達を活性化
するクロマチンリーダーであるSPIN1（スピンドリン-
1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB
、IHC-
P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラ
ットと交差反応性を示します。癌研究およびエピゲノ
ム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPIN1 Rabbit pAb
別名	SPIN; TDRD24; SPIN1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10927
免疫原	ヒトSPIN1（NP_006708.2）のアミノ酸1-262番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y657
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤