

WbおよびElisa用抗Spin2Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Bpz2

商品番号: CM0025428



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗SPIN2Bウサギポリクローナル抗体（29kDa）です。ヒトSPIN2Bを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。SPIN2Bは細胞周期調節とアポトーシスに関与する核タンパク質で、H3K4me3結合活性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPIN2B ウサギ pAb
備考/別名	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
種	ヒト
遺伝子ID	474343
免疫原	ヒトSPIN2B（NP_001006682.1）のアミノ酸1～258に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPZ2
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷剤