

If/Icc、Elisa用 抗Spink1 ウサギポリクローナル抗体 - P00995

商品番号: CM0014738



前書き

IF/ICCおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗SPINK1ウサギポリクローナル抗体です。膵機能と生殖生物学に關与するセリンプロテアーゼインヒビターであるヒトSPINK1を検出します。IVDおよび研究用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPINK1 ウサギ pAb
備考/別名	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6690
GeneID	6690
免疫原	ヒトSPINK1 (NP_003113.2) のアミノ酸24-79に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00995
タンパク質分子量	9kDa
輸送	アイスバッグ