

## 抗Spink5/Lekti ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nq38

商品番号: CM0002918



### 前書き

WBおよびELISAで実証済みの高品質抗SPINK5/LEKTI

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原を使用しており、セリンプロテアーゼ阻害剤や皮膚バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | SPINK5 / LEKTI ウサギmAb                                |
| 別名         | NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI        |
| 対象種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 11005                                                |
| 免疫原        | ヒトSPINK5/LEKTI (Q9NQ38)のアミノ酸100～200番以内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q9NQ38                                               |
| タンパク質分子量   | 121kDa                                               |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                  |