


Anti-Spint1 (Hai-1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43278

商品番号: CM0027779



前書き

ヒトSPINT1 (HAI-1) に対するウサギポリクローナル抗体。Kunitz型プロテアーゼ阻害剤。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。組換え免疫原。予測分子量58 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPINT1 Rabbit pAb
備考/別名	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6692
GeneID	6692
免疫原	ヒトSPINT1 (NP_003701.1) のアミノ酸234-513に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43278
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ