

Anti-Spk (Topk) ウサギポリクローナル抗体 - Q96Kb5

商品番号: CM0030411



前書き

WB、IHC-P、ELISA用Anti-SPK (TOPK)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルに反応します。36

kDaのタンパク質を検出します。がん/精巢抗原およびキナーシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPK Rabbit pAb
備考/別名	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55872
GeneID	55872
免疫原	ヒトSPK (NP_060962.2) のアミノ酸1-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q96KB5
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ