

Wb、Elisa用抗Spock3ポリクローナル抗体 - Q9Bq16

商品番号: CM0018160

前書き

WB、ELISAでバリデーション済みのヒトSPOCK3 (Testican-3) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経新生および腫瘍浸潤研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPOCK3ウサギpAb
備考／別名	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
種	ヒト
遺伝子ID	50859
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSPOCK3 (NP_001035249.1) のアミノ酸180～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ16
タンパク質分子量	49 kDa
配送	保冷バッグ