


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Spon2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bud6

商品番号: CM0014296



前書き

ヒトSPON2（MINDIN/DIL-

1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。細胞接着と自然免疫に役割を果たす分泌性細胞外マトリックスタンパク質を認識します。ラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SPON2 ウサギ pAb
備考/別名	DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10417
免疫原	ヒトSPON2 (NP_036577.1) のアミノ酸27-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BUD6
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ