


Wb、Elisa用抗Spopウサギモノクローナル抗体 - O43791

商品番号: CM0002452



前書き

ヒトSPOP(O43791)を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ユビキチン化、プロテアソーム分解、宿主-ウイルス相互作用、DNA複製の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPOP Rabbit mAb
備考・別名	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8405
遺伝子ID	8405
免疫原	合成ペプチド ヒトSPOP(O43791)のアミノ酸250～350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット (WB)、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43791
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋