


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sppl2Aポリクローナル抗体 - Q8Tct8

商品番号: CM0016126



前書き

ヒトSPPL2A（IMP3/PSL2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットにおける内在性SPPL2Aを検出します。免疫学およびプロテオーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPPL2AウサギpAb
備考／別名	IMP3、PSL2、IMD86、SPPL2A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84888
免疫原	ヒトSPPL2A（NP_116191.2）のアミノ酸421～520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCT8
タンパク質分子量	58 kDa
配送	保冷バッグ