


Wb、Elisa用 抗Spr（セピアプテリン還元酵素）ポリクローナル抗体 - P35270

商品番号: CM0017478



前書き

ヒトSPR（セピアプテリン還元酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。テトラヒドロピオプテリン生合成および関連ジストニア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPR ウサギ pAb
備考/別名	SDR38C1; SPR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6697
免疫原	ヒトSPR (NP_003115.1) のアミノ酸1-261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35270
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ