

Wb、If-P、Elisa用Anti-Sprrr1Aウサギポリクローナル抗体 - P35321

商品番号: CM0019595

前書き

SPRR1Aウサギポリクローナル抗体（pAb）はCornifi
n-
A（SPRR1A）を標的とします。ヒト、マウス、ラッ
トとの交差反応性を有し、WB、IF-
P、ELISAで検証済みです。ケラチノサイト分化、皮
膚バリア、角化エンベロープ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPRR1AウサギpAb
備考／別名	SPRK ; SPRR1A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6698
遺伝子ID	6698
免疫原	合成ペプチド ヒトSPRR1A（NP_005978.2）のアミノ酸1～89内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35321
タンパク質分子量	10 kDa
輸送	保冷剤