

Wb、If/Icc、Elisa向け抗Sprr3ポリクローナル抗体 - Q9Ubc9

商品番号: CM0015856

前書き

ヒトSPRR3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ケラチノサイトおよび角質化被膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SPRR3 ウサギpAb
備考/別名	SPRR3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6707
GeneID	6707
免疫原	ヒトSPRR3 (NP_005407.1) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBC9
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋梱包