


ウエスタンブロットおよびElisa用抗Sprtnウサギポリクローナル抗体 - Q9H040

商品番号: CM0016549



前書き

ヒトSPRTN（DVC1/Spartan）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。SPRTNはDNA依存性メタロプロテアーゼで、DNA-タンパク質クロスリンク修復およびゲノム安定性に重要な役割を持ちます。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、55 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPRTN Rabbit pAb
別名	DVC1; PRO4323; spartan; Clorf124; SPRTN
対象種	ヒト
遺伝子ID	83932
免疫原	ヒトSPRTN（NP_001010984.1）のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H040
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	氷袋