

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Spry2 ウサギポリクローナル抗体 - O43597

商品番号: CM0023422



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、およびELISAで検証済みのSPRY2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応。FGFシグナル伝達、発生、EGFRユビキチン化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPRY2 ウサギ pAb
備考/別名	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10253
GeneID	10253
免疫原	合成ペプチド [ヒトSPRY2 (NP_005833.1)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド]
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43597
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ