

Anti-Spry3 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43610

商品番号: CM0016484

前書き

ヒトSPRY3に対するラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。神経発生および器官発生に関与するMAPKシグナリングのアンタゴニストである、Protein sprouty homolog 3を検出します。脳および心臓組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPRY3 Rabbit pAb
備考/別名	spry-3; SPRY3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10251
遺伝子ID	10251
免疫原	ヒトSPRY3 (NP_005831.1) のアミノ酸200からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43610
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋