


Wb・Elisa用抗Spsb1ポリクローナル抗体 - Q96Bd6

商品番号: CM0015199



前書き

ヒトSPSB1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。一酸化窒素産生およびユビキチン介在性分解の重要な調節因子を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPSB1 ウサギ pAb
別名	SSBI; SSB-1; SPSB1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80176
GeneID	80176
免疫原	ヒトSPSB1 (NP_079382.2) のアミノ酸1-60番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BD6
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤