


Wb・Elisa用 抗Sptbn1 ウサギポリクローナル抗体 - Q01082

商品番号: CM0026569



前書き

ヒトSPTBN1（ベータIIスペクトリン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。約275kDaのヒトおよびマウスSPTBN1を検出し、細胞骨格・膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPTBN1 Rabbit pAb
備考・別名	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6711
遺伝子ID	6711
免疫原	ヒトSPTBN1 (NP_003119.2) のアミノ酸2100～2200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q01082
タンパク質分子量	275kDa
発送方法	保冷剤