

抗Sptlc1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15269

商品番号: CM0028890



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みのSPTLC1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSPTLC1を検出します。スフィンゴ脂質生合成および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPTLC1 Rabbit pAb
備考/別名	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
対象種	ヒト
GeneID	10558
免疫原	ヒトSPTLC1（NP_006406.1）のアミノ酸37～310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15269
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋